

Oberflächendesinfektions-Set, Eimer, 6 Vliesrollen, 10 Liter Desinfektion



Article number
E6411914

Weight in kg
0,001

Customs number
00000000



Product details

Oberflächendesinfektions-Set

Einsetzbar in Sanitärbereichen, Gastronomie, Erholungssektor, Gesundheitswesen, Lebensmittel-industrie, Veterinärbereich

- Spendereimer ist bei 90 °C in der Spülmaschine zu reinigen und somit wiederverwendbar
- 6 Rollen Vliestücher, 280 x 380 mm, 90 Tücher/Rolle
- 10 Liter Kanister Flächendesinfektion

Anwendung:

- 1. Rolle mit Vliestüchern in den Eimer einlegen 2. 1,5 bis max. 2,5 Liter Desinfektion in den Eimer hinzugeben 3. Eimer mit Deckel verschließen 4. Getränkte Tücher entnehmen

Gebinde	Kanister
Inhalt	10ml